

HILFE BENÖTIGT?

🔗 themeatstick.de/faq
✉ support@montargo.de



Soma Labs LLC erklärt hiermit, dass das/die Produkt(e) den wesentlichen Anforderungen der relevanten Richtlinien der Europäischen Union entsprechen. Die vollständige Version der Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: tms.fyi/ce-declaration



The MeatStick®
Kabelloses Fleischthermometer

Modell: PM871/PM871EX



tms.fyi/app

SCANNEN UND LADEN
Sie die MeatStick App
HERUNTER, UM LOSZULEGEN!



Alle Anweisungen werden in der App bereitgestellt.

EN

SCAN & DOWNLOAD
The MeatStick App
TO GET STARTED!

All instructions are provided in the App.

中文

掃碼 + 下載
The MeatStick App
開始使用產品!

全部功能教學皆在App裡能找到

FR


SCANNEZ ET TÉLÉCHARGEZ
L'Application The MeatStick
POUR COMMENCER !

Toutes les instructions sont fournies dans l'application.

DA

SCAN OG DOWNLOAD
MeatStick-appen
FOR AT KOMME I GANG!

Alle instruktioner findes i appen.



⚠ ACHTUNG ⚠



Setzen Sie den Stick **vollständig** in das Fleisch ein, damit er den hohen Temperaturen standhält.



Vorsicht vor Aufflammen!
Dies kann 500 °C überschreiten und den Stick beschädigen.

