

HILFE BENÖTIGT?

🔗 themeatstick.de/faq

✉ support@montargo.de



Soma Labs LLC erklärt hiermit, dass das/die Produkt(e) den wesentlichen Anforderungen der relevanten Richtlinien der Europäischen Union entsprechen. Die vollständige Version der Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: tms.fyi/ce-declaration



The MeatStick®


Kabelloses Fleischthermometer

Modell: PM891/PM891EX



tms.fyi/app

SCANNEN UND LADEN
Sie die MeatStick App
HERUNTER, UM LOSZULEGEN!



Alle Anweisungen werden in der App bereitgestellt.

EN

SCAN & DOWNLOAD **The MeatStick App**

TO GET STARTED!

All instructions are provided in the App.

中文

掃碼 + 下載 **The MeatStick App** 開始使用產品!

全部功能教學皆在App裡能找到

FR


SCANNEZ ET TÉLÉCHARGEZ **L'Application The MeatStick** POUR COMMENCER !

Toutes les instructions sont fournies dans l'application.

DA

SCAN OG DOWNLOAD **MeatStick-appen** FOR AT KOMME I GANG!

Alle instruktioner findes i appen.



⚠ ACHTUNG ⚠



Setzen Sie den Stick **vollständig** in das Fleisch ein, damit er den hohen Temperaturen standhält.



Vorsicht vor Aufflammen!

Dies kann 500 °C überschreiten und den Stick beschädigen.

